

Anticuerpo Policloronal Anti-Actrt3 Para Wb, Elisa - Q9Byd9

Número de artículo: CM0016980

Introducción

Anticuerpo policloronal de conejo contra ACTRT3 humana, validado para WB y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata, detecta una banda de 41 kDa. Para investigación de citoesqueleto y proteínas nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACTRT3 Rabbit pAb
Observaciones/Alías	ARPM1, ARP-T3, ACTRT3
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	84517
ID del gen	84517
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de ACTRT3 humana (NP_115876.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BYD9
Peso molecular de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo