

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acvr1B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36896

Número de artículo: CM0006892



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra ACVR1B humano (receptor de activina tipo 1B, ALK4). Validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Muestra reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la vía de señalización de la activina.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-ACVR1B                                                                                       |
| Observaciones/Alias | ALK4; SKR2; ACTR1B; ACVRLK4; ACVR1B                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                          |
| GeneID (humano)     | 91                                                                                                              |
| GeneID              | 91                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ACVR1B humano (P36896). |
| Origen              | Conejo                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                        |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                        |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                             |
| SWISS               | P36896                                                                                                          |
| Peso proteico       | 57 kDa                                                                                                          |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                  |