

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acvr1B Para Wb, Elisa - P36896

Número de artículo: CM0028931



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ACVR1B humano (ALK4). Validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para investigación de señalización de activina y la superfamilia TGF- β .

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACVR1B Conejo pAb
Observaciones/Alias	ALK4; SKR2; ACTRIB; ACVRLK4; ACVR1B
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	91
ID del Gen	91
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-126 de ACVR1B humano (NP_004293.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P36896
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo