

Anticuerpo Policlonal Anti-Acvr1C Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ner5

Número de artículo: CM0014528

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ACVR1C (receptor de activina tipo-1C/ALK7). Probado en WB, IHC-P, ELISA con reactividad a humano, ratón, rata. Adecuado para la investigación de la señalización TGF-beta y la función de las células beta pancreáticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACVR1C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALK7; ACVRLK7; ACVR1C
E>Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	130399
ID de Gen	130399
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-113 del ACVR1C humano (NP_660302.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NER5
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo