

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acvr2A Para Wb Y Elisa - P27037

Número de artículo: CM0012045



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido al ACVR2A humano, receptor tipo 2A de activina. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de vías de señalización TGF-beta. - P27037.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | [Validado por KO] ACVR2A Rabbit mAb                                                                          |
| Observaciones/Alias | ACVR2; ACTRII; 2A                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                       |
| GenelD (humano)     | 92                                                                                                           |
| GenelD              | 92                                                                                                           |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del ACVR2A humano (P27037) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                     |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                          |
| SWISS               | P27037                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 58kDa                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                               |