

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acvr2A Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27037

Número de artículo: CM0022995



Introducción

pAb de conejo ACVR2A de alta calidad validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona con ACVR2A humano, ratón, rata (58 kDa). Adecuado para investigar la señalización TGF- β /activina y la biología de receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo ACVR2A
Observaciones/Alias	ACVR2; ACTRII; ACVR2A
Especie	Humano
GenelD (Humano)	92
GenelD	92
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27037
Peso Proteico	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo