


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acvr2B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13705

Número de artículo: CM0026089



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido al ACVR2B humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para investigación de señalización de activina y aplicaciones de diagnóstico. Detecta proteína de 58kDa.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalle
Nombre del Producto	ACVR2B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HTX4; ACTRIIB; ActR-IIIB; ACVR2B
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	93
ID del Gen	93
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del ACVR2B humano (NP_001097.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13705
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo