

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acvrl1/Alk1 Para Wb Y Elisa - P37023

Número de artículo: CM0022703



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo ACVRL1 validado para WB y ELISA. Detecta humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante dirigido al dominio intracelular del receptor de TGF-beta ALK1, un regulador clave de la angiogénesis. 56 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo ACVRL1
Observaciones/Alias	HHT; ALK1; HHT2; ORW2; SKR3; ALK-1; TSR-I; ACVRLK1; ACVRL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	94
GeneID	94
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 234-503 de ACVRL1 humano (NP_001070869.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P37023
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo