

Anticuerpo Policlonico Anti-Acy1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q03154

Número de artículo: CM0014263



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a la aminoacilasa-1 humana (ACY1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada para ratón y rata. Reactivo principal para estudios de hidrólisis de N-acil-aminoácido y metabolismo renal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACY1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACY-1; ACY1D; HEL-S-5; ACY1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	95
ID del Gen	95
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-408 de la ACY1 humana (NP_001185824.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03154
Peso de la Proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo