


Anticuerpo Policlonal Anti-Adam10 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - O14672

Número de artículo: CM0029841



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ADAM10 para Western blot, inmunofluorescencia/ICC, citometría de flujo y ELISA. Reconoce ADAM10 humano y de rata, una sheddasa clave involucrada en neurobiología, inflamación y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADAM10 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717; ADAM10
Especies	Humano
GeneID (Humano)	102
GeneID	102
Immunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 214-672 de ADAM10 humano (NP_001101.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O14672
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo