

Anticuerpo Policlonal Anti-Adam11 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075078

Número de artículo: CM0015418

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ADAM11 humano (proteína 11 que contiene dominio desintegrina y metaloproteinasa), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para estudios de neurociencia sobre función sináptica y desarrollo cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra ADAM11
Observaciones/Alias	MDC; ADAM11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4185
GeneID	4185
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-430 de ADAM11 humano (NP_002381.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075078
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo