

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adam12 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43184

Número de artículo: CM0029174

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ADAM12 (Meltrina-alfa), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, reacciona con humano, ratón y rata. Participa en la regeneración del músculo esquelético y la fusión celular. Ideal para investigación en biología muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra ADAM12
Observaciones/Alíase	MCMP, MLTN, CAR10, MLTNA, MCMPMitna, ADAM12-OT1, ADAM12
Especie	Humano
ID del gen	8038 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 589-738 de la ADAM12 humana (NP_067673.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43184
Peso de la proteína	100kDa
Envío	Bolsa de hielo