

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Adam15 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13444

Número de artículo: CM0008672

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ADAM15 de alta calidad para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios sobre adhesión celular, cicatrización de heridas y metástasis del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ADAM15
Observaciones/alias	MDC15; ADAM15
Especie	Humana
ID del gen (humano)	8751
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 200-300 de ADAM15 humano (Q13444)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q13444
Peso proteico	55 kDa/88 kDa/89 kDa/90 kDa/93 kDa
Envío	Bolsa de hielo