

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Adam15 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13444

Número de artículo: CM0029727

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra ADAM15 para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA, reactivo con muestras humanas, de ratón y de rata. Apto para investigación en cicatrización de heridas, adhesión celular y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADAM15 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MDC15; ADAM15
Especie	Humano
GenelD (Humano)	8751
GenelD	8751
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 540-700 de ADAM15 humana (NP_003806.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13444
Peso Molecular	93kDa
Envío	Bolsa de hielo