

Anticuerpo Policlonal Anti-Adam17 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78536

Número de artículo: CM0014788



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ADAM17 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar el desprendimiento de TNF-alfa, la señalización Notch y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADAM17 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CSVP; TACE; NISBD; ADAM18; CD156B; NISBD1; ADAM17
Especie	Humano
GeneID (humano)	6868
GeneID	6868
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 700-824 de ADAM17 humano (NP_003174.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78536
Peso proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo