

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adam22 Para Wb, Elisa - Q9P0K1

Número de artículo: CM0013385



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra el ADAM22 humano (proteína que contiene el dominio de disintegrina y metaloproteasa 22). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y glioma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADAM22 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MDC2; DEE61; EIEE61; ADAM 22; ADAM22
Especie	Humano
GeneID (Humano)	53616
GeneID	53616
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 223-400 del ADAM22 humano (NP_004185.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9P0K1
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo