

Anticuerpo Policlonal Anti-Adam23 Para Wb, Elisa - 075077

Número de artículo: CM0014826

Introducción

Anticuerpo de conejo policlonal contra ADAM23 validado para WB y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína no catalítica similar a metaloproteasa involucrada en la adhesión celular, altamente expresada en el cerebro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADAM23 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	MDC3; MDC-3; ADAM23
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8745
ID del Gen	8745
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-500 de ADAM23 humano (NP_003803.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075077
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo