

Anti-Adam28 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Elisa - Q9Ukq2

Número de artículo: CM0014538

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ADAM28 validado para Western blot y ELISA. Reacciona con ADAM28 humano y de ratón, una metaloproteasa desintegrina implicada en la migración de linfocitos y el shedding del ectodominio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADAM28 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MDCL; MDC-L; eMDCII; ADAM 28; eMDC II; ADAM28
Especie	Humano
GeneID (humano)	10863
GeneID	10863
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 199-440 del ADAM28 humano (NP_055080.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UKQ2
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo