


Anticuerpo Policlonal Anti-Adam33 Para Wb, Elisa - Q9Bz11

Número de artículo: CM0026267



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ADAM33 humana, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Dirige contra la metaloproteasa involucrada en la angiogénesis, proliferación celular y liberación de citocinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADAM33 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C20orf153; DJ964F7.1; ADAM33
Especie	Humana
GeneID (Humano)	80332
GeneID	80332
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 500-700 de ADAM33 humana (NP_001269376.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BZ11
Peso Molecular	88kDa
Envío	Bolsa de hielo