

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adam5 Para Wb, Elisa - Q6Nvv9

Número de artículo: CM0025792

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ADAM5, una metaloproteasa putativa no catalítica altamente expresada en testículos, validada para Western blot y ELISA en muestras humanas y de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADAM5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ADAM5P; TMDCII; ADAM5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	255926
ID de Gen	255926
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 del ADAM5 humano (Q6NVV9).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6NVV9
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo