

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adam8 Para Wb Y Elisa - P78325

Número de artículo: CM0016886



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al ADAM8 humano, adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con el ADAM8 de ratón y rata. Ideal para investigar la extravasación de leucocitos, la actividad de metaloproteasas y los procesos inflamatorios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADAM8 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MS2; CD156; CD156a; ADAM8
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	101
ID de Gen	101
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-300 del ADAM8 humano (NP_001100.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78325
Peso Proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo