

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Adam9 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13443

Número de artículo: CM0007495

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo ADAM9 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón, mono. ADAM9 es una metaloproteasa involucrada en la adhesión celular, la migración y la angiogénesis tumoral. Ideal para la investigación en cáncer y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADAM9 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MCMP; MDC9; CORD9; Mltng; ADAM9
Especie	Humano
GeneID (humano)	8754
GeneID	8754
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-210 de ADAM9 humano (NP_003807.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Mono
SWISS	Q13443
Peso de la Proteína	91kDa
Envío	Bolsa de hielo