

Anticuerpo Policlonal Anti-Adamts1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uhi8

Número de artículo: CM0016628



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ADAMTS1 humano (METH1). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Peso molecular: 105kDa. Adecuado para la investigación de la matriz extracelular y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	ADAMTS1 Rabbit pAb
Observaciones / Alias	C3-C5; METH1; ADAMTS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9510
GeneID	9510
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 718-967 de ADAMTS1 humano (NP_008919.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UHI8
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo