

Anticuerpo Policlonal Anti-Adamts13 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q76Lx8

Número de artículo: CM0026274



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ADAMTS13 humana (proteasa que escinde el vWF). Apto para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta ADAMTS13 humana, de ratón y de rata. Reactivo de investigación para estudios de hemostasia y enfermedades trombóticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADAMTS13 Conejo pAb
Observaciones/Alias	VWFCP; C9orf8; vWF-CP; ADAM-TS13; ADAMTS-13; ADAMTS13
Especie	Humana
ID del Gen	11093
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-300 de la ADAMTS13 humana (NP_620594.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q76LX8
Peso Molecular de la Proteína	154kDa
Envío	Bolsa de hielo