

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adamts2 Para Wb, Elisa - O95450

Número de artículo: CM0017949

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ADAMTS2 de alta calidad para Western blot y ELISA. Reacciona con ADAMTS2 humano y de rata, una N-proteinasa del procolágeno esencial para el ensamblaje de las fibrillas de colágeno. Adecuado para la investigación de la matriz extracelular y el tejido conjuntivo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADAMTS2 Rabbit pAb
Observaciones/alias	NPI; PNPI; PCINP; PCPNI; PCI-NP; PC I-NP; ADAM-TS2; ADAMTS-2; ADAMTS-3; EDSDERMS; ADAMTS2
Especie	Humana
GeneID (humano)	9509
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1029-1213 de ADAMTS2 humano (O95450)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	O95450
Peso de la proteína	135 kDa
Envío	Bolsa de hielo