


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adamts4 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75173

Número de artículo: CM0024311



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ADAMTS4 humano (agrecanasa-1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para la investigación de artritis, degradación del cartílago y enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADAMTS4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ADMP-1; ADAMTS-2; ADAMTS-4; ADAMTS4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 74-318 de ADAMTS4 humano (NP_005090.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75173
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo