


Anticuerpo Policlonico Anti-Adamts5 Para Wb, Elisa - Q9Una0

Número de artículo: CM0024878



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra ADAMTS5 (agrecansasa-2) humana para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Reconoce ADAMTS5 de humano, ratón y rata, con un peso molecular aproximado de 101 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADAMTS5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ADAMTS5; ADAM-TS 11; ADAM-TS 5; ADAM-TS5; ADAMTS-11; ADAMTS-5; ADAMTS11; ADMP-2; ADAM-TS11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11096
GeneID	11096
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 601-700 de ADAMTS5 humana (NP_008969.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UNA0
Peso Molecular de la Proteína	101kDa
Envío	Bolsa de hielo