


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Adamts5 Para Wb Y Elisa - Q9Una0

Número de artículo: CM0005631



Introducción

Este anticuerpo monoclonal recombinante de conejo se dirige a la ADAMTS5 humana (agrecanasa-2) con reactividad cruzada hacia el ratón, validado para WB y ELISA. Ideal para estudios sobre degradación de la matriz extracelular, remodelación tisular y función de proteasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo ADAMTS5
Observaciones/Alias	ADMP-2; ADAM-TS5; ADAMTS-5; ADAMTS11; ADAM-TS 5; ADAMTS-11; ADAM-TS 11; ADAMTS5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11096
GeneID	11096
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 601-700 de la ADAMTS5 humana (NP_008969.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UNA0
Peso Molecular de la Proteína	102 kDa
Envío	Bolsa de hielo