

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adamtsl1 Para Wb Y Elisa - Q8N6G6

Número de artículo: CM0028517

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a ADAMTSL1 humana, adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Inmunógeno de proteína recombinante. Para estudios de músculo esquelético y matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADAMTSL1 Rabbit pAb
Notas/Alias	C9orf94; PUNCTIN; ADAMTSR1; ADAMTSL-1; ADAMTSL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	92949
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1483-1762 de la ADAMTSL1 humana (NP_001035362.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N6G6
Peso de la proteína	62kDa
Envío	Bolsa de hielo