


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Adar1 Para Wb, Elisa - P55265

Número de artículo: CM0002402



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ADAR1 de alta calidad validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Específico para ADAR1 humano (P55265), una adenosina desaminasa específica de ARN bicatenario de 136 kDa involucrada en la edición de ARN A-a-I.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo ADAR1
Observaciones/Alias	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	103
GeneID	103
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-300 de ADAR1 humano (P55265).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P55265
Peso Proteico	136kDa
Envío	Bolsa de hielo