


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adar1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P55265

Número de artículo: CM0027006



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a ADAR1 humano, validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigar la edición de ARN A-a-I, la inmunidad antiviral y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADAR1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
Especie	Humano
GeneID (humano)	103
GeneID	103
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-299 de ADAR1 humano (NP_001102.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55265
Peso Proteico	136kDa
Envío	Bolsa de hielo