

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adarb1 Para Wb, Elisa - P78563

Número de artículo: CM0020514



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ADARB1 de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta ADARB1 (81 kDa) humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de edición de ARN de A a I y enfermedades neurológicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADARB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RED1, ADAR2, DRABA2, DRADA2, NEDHYMS, ADARB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	104
GeneID	104
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-380 del ADARB1 humano (NP_001103.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78563
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo