


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adcy10/Sac Para Wb Y Elisa - Q96Pn6

Número de artículo: CM0019090



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ADCY10 humano (adenilato ciclasa soluble), validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón; ideal para estudios de señalización de cAMP y fertilidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADCY10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SAC; HCA2; SACI; Sacy; hsAC; HEL-S-7a; ADCY10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55811
GeneID	55811
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 de ADCY10 humano (NP_060887.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96PN6
Peso Proteico	187kDa
Envío	Bolsa de hielo