

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adcy2 Para Wb, Elisa - Q08462

Número de artículo: CM0029924

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ADCY2 humano, validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la señalización de cAMP, vías de GPCR y la expresión en tejido adrenal/cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADCY2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AC2; HBAC2; ADCY2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	108
ID del Gen	108
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 430-600 del ADCY2 humano (NP_065433.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q08462
Peso Proteico	124kDa
Envío	Bolsa de hielo