

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adcyap1R1 (Pac1) Para Wb, If/Icc, Elisa - P41586

Número de artículo: CM0025214



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ADCYAP1R1 humano (PAC1/receptor PACAP), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón, rata. Ideal para investigación de señalización de GPCR y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADCYAP1R1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAC1; PAC1R; PACAPR; PACAPRI; ADCYAP1R1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	117
GeneID	117
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-140 de ADCYAP1R1 humano (NP_001109.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41586
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo