


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adenosina Desaminasa (Ada) Para Wb, If/Icc, Elisa - P00813

Número de artículo: CM0013439



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la adenosina desaminasa humana (ADA). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas y de rata. Adecuado para investigaciones sobre el metabolismo de las purinas, la activación de las células T y la señalización de la adenosina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Adenosina desaminasa (ADA), pAb de conejo
Observaciones/alias	ADA1; Adenosina desaminasa (ADA)
Especie	Humana
ID del gen (humano)	100
ID del gen	100
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-363 de la adenosina desaminasa humana (ADA) (NP_000013.2)
Fuente	Gato
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	P00813
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo