


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Adenosilhomocisteinasa (Ahcy/Sahh) Para Wb Y Elisa - P23526

Número de artículo: CM0011887



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra AHCY (SAHH) humana, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo de un carbono y las vías de la homocisteína.

[Aprende más](#)

Nombre del producto	mAb de conejo contra AHCY
Observaciones/alias	SAHH; adoHcyase; AHCY
Especie	Humana
GeneID (humano)	191
GeneID	191
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de la AHCY humana (P23526).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P23526
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo