

Anticuerpo Monoclonal Anti-Adenilato Quinasa 4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27144

Número de artículo: CM0004223



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la adenilato quinasa 4 humana (AK4), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para estudios sobre homeostasis de nucleótidos mitocondriales, señalización AMPK y estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Adenylate kinase 4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AK3; AK 4; AK3L1; AK3L2; Adenylate kinase 4
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	205
ID de gen	205
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la adenilato quinasa 4 humana (P27144)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P27144
Peso proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo