

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adgra3 Para Wb Y Elisa - Q8Iwk6

Número de artículo: CM0017170

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ADGRA3 humano (GPR125) para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de los GPCR de adhesión y las vías de polaridad celular planar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADGRA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PGR21; TEM5L; GPR125; ADGRA3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	166647
ID del gen	166647
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 370-600 de ADGRA3 humano (NP_660333.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q8IWK6
Peso de la proteína	146 kDa
Envío	Bolsa de hielo