


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adgrb3 Para Wb, Elisa - O60242

Número de artículo: CM0017197



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-ADGRB3 validado para WB y ELISA. Dirigido al receptor acoplado a proteína G de adhesión B3 humano (BAI3), un regulador de la sinaptogénesis y la fusión de mioblastos. Para investigación IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADGRB3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BAI3; ADGRB3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	577
GeneID	577
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-280 de ADGRB3 humano (NP_001695.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O60242
Peso Proteico	172kDa
Envío	Bolsa de hielo