

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adgrl4 Para Wb Y Elisa - Q9Hbw9

Número de artículo: CM0014869



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ADGRL4 humano (ELTD1/ETL) para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Validado para la investigación de angiogénesis, 78 kDa, Swiss-Prot Q9HBW9.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADGRL4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ETL; ELTD1; KPG_003; ADGRL4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64123
GeneID	64123
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-406 del ADGRL4 humano (NP_071442.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HBW9
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo