

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adh1A/Adh1B/Adh1C Para Wb - P07327 / P00325 / P00326

Número de artículo: CM0021632



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de CamelBio dirigido contra las alcohol deshidrogenasas ADH1A/ADH1B/ADH1C. Validado para WB, IF-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. Ideal para estudios del metabolismo del alcohol y la función hepática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra ADH1A/ADH1B/ADH1C
Observaciones/alias	ADH1A/ADH1B/ADH1C
Especie	Humano
ID del gen (humano)	124, 125, 126
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P07327, P00325, P00326
Envío	Bolsa de hielo