

Anticuerpo Policlonal Anti-Adh5/Gsnor Para Wb, If/Icc, Elisa - P11766

Número de artículo: CM0015376



Introducción

CamelBio suministra un anticuerpo policlonal de conejo anti-ADH5/GSNOR validado para WB, IF/ICC y ELISA. Dirigido a ADH5 humano, de ratón y rata, una reductasa clave de formaldehído y S-nitrosoglutatión. Ideal para la investigación de estrés oxidativo y señalización de óxido nítrico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ADH5/GSNOR
Observaciones/Alias	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	128
ID del Gen	128
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-374 de ADH5/GSNOR humano (NP_000662.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11766
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo