

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Adh5/Gsnor Para Wb, If-P, Elisa - P11766

Número de artículo: CM0007255



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a ADH5/GSNOR (SWISS P11766), validado para WB, IF-P, ELISA. Detecta ADH5/GSNOR humano, de ratón y de rata. Para estudios de metabolismo del alcohol, desintoxicación de formaldehído y S-nitrosilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ADH5/GSNOR Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	128
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-374 de la ADH5/GSNOR humana (NP_000662.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11766
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo