

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adh5/Gsnor Para Wb, If/Icc, Elisa - P11766

Número de artículo: CM0023703



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta especificidad contra ADH5/GSNOR (Alcohol deshidrogenasa clase 3), validado para WB, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de desintoxicación de formaldehído y S-nitrosilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADH5/GSNOR Rabbit pAb
Notas/Alias	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	128
ID de Gen	128
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-374 de ADH5/GSNOR humano (NP_000662.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11766
Peso de la Proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo