

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adh7 Para Wb, If/Icc, Elisa - P40394

Número de artículo: CM0027800



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ADH7 (retinol deshidrogenasa) humana. Validado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para el estudio del metabolismo de retinoides y la detoxificación de aldehídos.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | ADH7 Rabbit pAb                                                                                                                                           |
| Observaciones/Alias           | ADH4; ADH7                                                                                                                                                |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)               | 131                                                                                                                                                       |
| GeneID                        | 131                                                                                                                                                       |
| Inmunógeno                    | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-386 de la ADH7 humana (NP_000664.2). |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                                    |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                                                  |
| Aplicación                    | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                         |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                       |
| SWISS                         | P40394                                                                                                                                                    |
| Peso molecular de la proteína | 41kDa                                                                                                                                                     |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                            |