

## Anticuerpo Policlonal Anti-Adhfe1 Para Wb, Elisa - Q8Iww8

Número de artículo: CM0022711

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ADHFE1 humano (HOT/ADH8). Aplicaciones: WB, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón. Inmunógeno recombinante (aa 41-255). Ideal para estudiar el metabolismo mitocondrial de GHB. Peso molecular: 50 kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro            | Especificación                                                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto  | ADHFE1 pAb Conejo                                                                                                                   |
| Observaciones/Alíase | HOT; ADH8; HMFT2263                                                                                                                 |
| Especie              | Humano                                                                                                                              |
| ID de Gen (Humano)   | 137872                                                                                                                              |
| ID de Gen            | 137872                                                                                                                              |
| Inmunógeno           | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 41-255 de ADHFE1 humano (NP_653251.2). |
| Origen               | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría            | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación           | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada  | Ratón                                                                                                                               |
| SWISS                | Q8IWW8                                                                                                                              |
| Peso Proteico        | 50kDa                                                                                                                               |
| Envío                | Bolsa de hielo                                                                                                                      |