

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Adiponectina Para Wb Y Elisa - Q15848

Número de artículo: CM0007337



Introducción

Adiponectina Rabbit mAb (Q15848) validado para Western blotting y ELISA, con reactividad cruzada para ratón. Una adipocina clave en el metabolismo y la sensibilidad a la insulina, ideal para investigación sobre diabetes y obesidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Adiponectina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ACDC; ADPN; APM1; APM-1; GBP28; ACRP30; ADIPQTL1; Adiponectina
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9370
ID del Gen	9370
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-244 de la Adiponectina humana. (NP_004788.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q15848
Peso de la Proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo