


Anticuerpo Policlonal Anti-Adipor1 Para Wb, Elisa - Q96A54

Número de artículo: CM0016120



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ADIPOR1 humano (receptor 1 de adiponectina, 43 kDa). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para la investigación de enfermedades metabólicas y estudios sobre diabetes y obesidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo ADIPOR1
Observaciones/Alias	CGI45; PAQR1; ACDSCR1; CGI-45; TESBP1A; ADIPOR1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	51094
ID del gen	51094
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-59 del receptor 1 de adiponectina humano (NP_057083.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q96A54
Peso molecular	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo