

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Adipor1 Para Wb, Elisa - Q96A54

Número de artículo: CM0024169



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a ADIPOR1, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con Ratón y Rata. Ideal para estudiar la señalización de adiponectina y la regulación metabólica en la investigación del metabolismo de la glucosa y los lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ADIPOR1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CGI45; PAQR1; ACDSCR1; CGI-45; TESBP1A; ADIPOR1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	51094
ID de Gen	51094
Inmunógeno	Proteína Recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96A54
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo